

Srbd1 Кроличья Поликлональная Антитело - Q8N5C6

Артикул: CM0018149

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к SRBD1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, направленное против SRBD1 человека, мыши и крысы (UniProt Q8N5C6). Идеально подходит для исследований сегрегации хромосом, митоза и клеточного старения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRBD1 кроличья pAb
Примечания/алиасы	SRBD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55133
GeneID	55133
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 330-600 SRBD1 человека (NP_060549.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N5C6
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	С ледяным пакетом