

Srek1 Кроличья Поликлональная Антитело - Q8Wxa9

Артикул: CM0014238

введение

Кроличья поликлональная антитело к SREK1, валидированная для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с SREK1 человека и мыши — регуляторным белком сплайсинга, участвующим в регуляции альтернативного сплайсинга. Подходит для исследований сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SREK1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	SFRS12; SRrp86; SRrp508; SREK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	140890
ID гена	140890
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-180 человеческого SREK1 (NP_631907.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WXA9
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Холодопак