

Кроличья Раб К Srsf10 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 075494

Артикул: CM0026573

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого SRSF10 (SRSF10, фактор сплайсинга, богатый серином/аргинином 10, SRp38). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения сплайсинга пре-мРНК, альтернативного пропуска экзонов и регуляции сплайсинга посредством фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRSF10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NSSR, TASR, SRp38, TASR1, TASR2, FUSIP1, FUSIP2, SFRS13, SRrp40, SFRS13A, PPP1R149, SRSF10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10772
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 163-262 человеческого SRSF10 (NP_473357.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	075494
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент