


Поликлональное Антитело Кролика Против Ssh2 Для Вестерн Блоттинга И Ифа - Q76I76

Артикул: CM0030831



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на белок SSH2 человека. Валидировано для Вестерн блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения динамики актина и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против SSH2
Примечания/Альтернативные названия	SSH-2; SSH-2L; SSH2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	85464
GeneID	85464
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 53-202 белка SSH2 человека (NP_203747.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q76I76
Молекулярная масса белка	158 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом