

Поликлональные Кроличьи Антитела К Ssx5 Для Wb, Elisa - O60225

Артикул: CM0024871

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок SSX5 (O60225), валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагируют перекрестно с мышинными и крысиными гомологами, выявляют полосу размером 22 кДа. Подходят для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к SSX5
Примечания/Синонимы	SSX5
Вид белка	Человек
ID гена (человек)	6758
ID гена	6758
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-229 человеческого белка SSX5 (NP_066295.3).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60225
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	С пакетом охлаждающего агента