

Поликлональные Антитела Кролика Против St3Gal3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q11203

Артикул: CM0025896

введение

Поликлональные антитела кролика против ST3GAL3, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными белками. Полезны для изучения функции сиалилтрансферазы и гликозилирования в аппарате Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ST3GAL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ST3N; DEE15; MRT12; SIAT6; EIEE15; ST3GALII; ST3GalIII; ST3Gal III; ST3GAL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6487
ID гена	6487
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-375 человеческого ST3GAL3 (NP_006270.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q11203
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом