


Поликлональное Антитело Кролика К Stat1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P42224

Артикул: CM0013611



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий STAT1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований интерфероновой сигнализации, регуляции транскрипции и противовирусных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	6772
Идентификатор гена	6772
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 650–750 человеческого STAT1 (NP_009330.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42224
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом