

## Кроличья Рab K Stat3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - P40763

Артикул: CM0015034



### введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело к STAT3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МЦК (IF/ICC), ИФА (ELISA). Обнаруживает STAT3 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигнального пути JAK/STAT, воспаления и рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | STAT3 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Примечания/Псевдоним      | APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (Человек)          | 6774                                                                                                                                            |
| GeneID                    | 6774                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого STAT3 (NP_003141.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                            |
| SWISS                     | P40763                                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 88кДа                                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                  |