

Stat3 Кроличья Pab Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Артикул: CM0015936



введение

STAT3 Кроличья pAb (P40763) — это поликлональное антитело, валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA на человеке, мыши и крысе. Оно направлено против передатчика сигнала и активатора транскрипции 3 (STAT3), идеально подходит для исследований сигнальных путей цитокинов и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT3 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6774
GeneID	6774
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого STAT3 (NP_003141.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40763
Молекулярный вес белка	88 кДа
Доставка	Сумка со льдом