


Кроличье Моноклональные Антитела К Stat5A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P42229

Артикул: CM0002632



введение

Кроличьи моноклональные антитела к STAT5A, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают STAT5A человека и мыши, фактор транскрипции, участвующий в передаче сигналов цитокинов. Идеальны для исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к STAT5A
Примечания/Альтернативные названия	MGF; STAT5; STAT5A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6776
GeneID	6776
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42229
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом