

Кроличий Моноклональный Антитело К Staufen Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O95793

Артикул: CM0009883



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело к Staufen для WB и ELISA, перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения РНК-связывающих белков, локализации мРНК и взаимодействий вирус-хозяин. Полные спецификации продукта доступны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Staufen Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	STAU; PPP1R150; Staufen
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6780
ID гена	6780
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 478-577 человеческого Staufen (O95793)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95793
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент