


Кроличье Поликлональное Антитело К Stear3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q658P3

Артикул: CM0014350



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого STEAP3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для детекции металлоредуктазы STEAP3 в образцах человека и мыши, расчетная молекулярная масса 55 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к STEAP3
Примечания/Альтернативные названия	STMP3; TSAP6; pHyde; AHMIO2; dudlin-2; dudulin-2; STEAP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55240
GeneID	55240
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого STEAP3 (NP_060704.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q658P3
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом