

Моноклональное Кроличье Антитело К Stim1 Для Wb, Ифа — Q13586

Артикул: CM0010626



введение

Кроличье рекомбинантное моноклональное антитело к STIM1, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с STIM1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения кальциевой сигнализации и входа кальция, опосредованного опустошением депо.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело к STIM1
Примечания/Синонимы	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6786
ID гена	6786
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 586–685 белка STIM1 человека (Q13586).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13586
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодильный пакет