

Кроличья Поликлональная Антитело К Stip1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P31948

Артикул: CM0017822



введение

Кроличья поликлональная антитело против STIP1 (HOP), валидированное для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Шаперон-кофактор, опосредующий взаимодействие HSP70-HSP90. Идеально подходит для исследований стресс-ответа и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STIP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HOP, P60, STI1, STI1L, HEL-S-94n, IEF-SSP-3521, STIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10963
GeneID	10963
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого STIP1 (NP_006810.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31948
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	С ледяным пакетом