

Поликлональное Антитело Кролика К Stoml2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Ujz1

Артикул: CM0017685

введение

Поликлональное антитело кролика к STOML2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с STOML2 человека, мыши, крысы (39 кДа, Q9UJZ1). Идеально для исследований митохондрий, активации Т-клеток и изучения миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к STOML2 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	SLP-2; HSPC108; STOML2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	30968
GeneID	30968
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-356 человеческого STOML2 (NP_038470.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UJZ1
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом