

## Стрептавидиновое Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии — Sa V1, Sa V2

Артикул: CM0012001

### введение

Стрептавидин — это моноклональное антитело с видонезависимой перекрёстной реактивностью, идеально подходящее для применения в проточной цитометрии. Поставляется в качестве сырья для ИВД для разработчиков диагностических решений и исследователей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                |
|---------------------------|-------------------------|
| Название продукта         | Стрептавидин            |
| Алиас                     | SA V1, SA V2            |
| Категория                 | Моноклональные антитела |
| Применение                | Проточная цитометрия    |
| Перекрёстная реактивность | Видонезависимая         |
| Транспортировка           | Пакет со льдом          |