

Streptavidin

Артикул: CM0011306

введение

Конъюгат моноклонального антитела Streptavidin для применения в проточной цитометрии (FC). Обладает видонезависимой перекрёстной реактивностью, что делает его подходящим для разработки различных ИВД-тестов и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	Streptavidin
Примечания/синонимы	SA V1, SA V2
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Видонезависимая
Условия транспортировки	Пакет со льдом