

Поликлональное Антитело К Sufu Для Кроликов Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Артикул: CM0013348



введение

Поликлональное антитело к SUFU для кроликов, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает человеческий, мышиный и крысиный SUFU, негативный регулятор сигнального пути Hedgehog. Идеально подходит для исследований рака и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к SUFU для кроликов (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	SUFU; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51684
GeneID	51684
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 325-484 человеческого SUFU (NP_057253.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UMX1
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	В пакете со льдом