


Поликлональное Антитело Кролика К Sumo2/3 (Вестерн-Блоттинг, Elisa) - P61956 / P55854

Артикул: CM0022476



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SUMO2/3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает SUMO2 и SUMO3, перекрестно реагирует с белками мыши и крысы; подходит для изучения сумоилирования и протеасомной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к SUMO2/3
Примечания/Альтернативные названия	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 человеческого SUMO2/3 (NP_008868.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61956/P55854
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В пакете со льдом