

Surf4 Кроличья Поликлональная Антитело - O15260

Артикул: CM0020196

введение

SURF4 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Оно выявляет человеческий SURF4 (также известный как ERV29) и обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. SURF4 функционирует как рецептор груза эндоплазматической сети для секреции липопroteинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SURF4 Кроличья pAb
Примечания/Альясы	ERV29; SURF4
Вид	Человек
GenelD (Человек)	6836
GenelD	6836
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15260
Молекулярная масса белка	30кДа
Доставка	Холодильный пакет