

Моноклональное Антитело Кролика К Suz12 Для Wb, Elisa — Q15022

Артикул: CM0010158



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого SUZ12, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для эпигенетических исследований и исследований рака, а также для разработки диагностических тестов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МкАТ кролика к SUZ12
Примечания/синонимы	CHET9, IMMAS, JAZ1, SUZ12
Вид	Человек
ID гена	23512
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–96 человеческого SUZ12 (Q15022)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15022
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент