


Кроличье Моноклональное Антитело К Симметрично Диметилированному Гистону H3-R17 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Дот-Блоттинга, Игх (П) И Ифа

Артикул: CM0000332



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против симметричного диметилирования в положении R17 человеческого гистона H3. Валидировано для Вестерн-блоттинга, Дот-блоттинга, ИГХ (П) и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными, крысиными и другими видами. Идеально подходит для эпигенетических исследований и анализа модификаций гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Симметрично диметилированный гистон H3-R17, кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Симметрично диметилированный гистон H3-R17
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический симметрично диметилированный пептид в области R17 человеческого гистона H3-R17 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, DB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	С ледяным пакетом