

Кроличья Поликлональная Антитело К Симметрично Диметилированному Гистону H3-R2 (Q16695/P68431) Для Wb, Ihc, If, Elisa, Chip-Seq

Артикул: CM0000342



введение

Кроличья поликлональная антитело против симметрично диметилированного аргинина 2 гистона H3 (Q16695/P68431). Валидирована для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA и ChIP-seq; реагирует с человеческими, мышиными, крысиными образцами, предсказана перекрестная реактивность с широким спектром видов. Идеально подходит для эпигенетических исследований и изучения модификаций гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к симметрично диметилированному гистону H3-R2
Примечания/Синонимы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Симметрично диметилированный гистон H3-R2
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический симметрично диметилированный пептид, соответствующий области R2 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая спектрность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С хладагента