


Симметричный Диметил-Гистон H3-R8 (Q16695/P68431) Кроличы Мат Для Вестерн-Блоттинга, Игх И Иф/Ицц

Артикул: CM0000288



введение

Симметричные диметил-гистон H3-R8 кроличы МАТ, валидированные для WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными, крысиными и широким спектром других видов. Обнаруживают полосу 16 кДа; подходят для исследований модификаций гистонов и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Симметричный диметил-гистон H3-R8 кроличы МАТ
Примечания/Псевдонимы	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Симметричный диметил-гистон H3-R8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8290/8350
Идентификатор гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический симметрично диметилированный пептид в области R8 человеческого гистона H3 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом