


## Кроличье Поликлональное Антитело К Симметрично Диметилированному Гистону H3-R8 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа, ChIP-Seq

Артикул: CM0000372



### введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к симметричному диметилированию в положении R8 гистона H3 человека (UniProt Q16695/P68431). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА и ChIP-seq. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой и другими видами.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Характеристика                                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело к симметрично диметилированному гистону H3-R8                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Symmetric DiMethyl-Histone H3-R8                                                                        |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                        |
| GeneID (человек)                   | H3                                                                                                                                             |
| GeneID                             | 8290/8350                                                                                                                                      |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид - Синтетический симметрично диметилированный пептид, соответствующий области вокруг R8 гистона H3 человека (NP_003520.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                         |
| Категория                          | Метилированные антитела                                                                                                                        |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA), ChIP-seq     |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)                                                                                   |
| SWISS                              | Q16695/P68431                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 15 кДа                                                                                                                                         |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                              |