


Кроличья Поликлональная Антитело Против Симметричного Диметил-Гистона H3-R8 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа, ChIP

Артикул: CM0000349



введение

Кроличья поликлональная антитело против симметричного диметил-гистона H3-R8 (SWISS Q16695/P68431). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИФА (ELISA) и хроматиниммуопреципитации (ChIP). Распознает человеческие, мышиные, крысиные и другие виды (предполагается широкий спектр). Идеально подходит для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Симметричный диметил-гистон H3-R8, кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Симметричный диметил-гистон H3-R8
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический симметрично диметилированный пептид в районе R8 человеческого гистона H3 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодильник