


Кроличье Поликлональное Антитело К Симметрично Диметилированному Гистону H4-R3 (P62805) Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa

Артикул: CM0000302



введение

Кроличье pAb к симметрично диметилированному гистону H4-R3 (P62805) валидировано для WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает симметричное диметилирование по Arg3 гистона H4. Реагирует с белками человека, мыши, крысы и, предположительно, широкого круга видов. Идеально для эпигенетических исследований и анализа модификаций гистонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к симметрично диметилированному гистону H4-R3
Примечания/Альтернативные названия	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Symmetric DiMethyl-Histone H4-R3
Вид	Человек
Символ гена (Человек)	H4
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 гистона H4 человека (NP_003529.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом