


Симметричный Диметил-Гистон H4-R3, Кроличий Моноклональный Антитело (P62805) Для Эпигенетических Исследований

Артикул: CM0000251



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к симметричному диметил-гистону H4 в положении Arg3 (P62805). Валидировано для вестерн-блоттинга, IF/ICC, дот-блота и ИФА. Перекрестная реакция с гистонем H4 человека и крысы. Идеально подходит для изучения гистоновых кодов и механизмов эпигенетической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Симметричный диметил-гистон H4-R3, кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	8359
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 гистона H4 человека (NP_003539.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P62805
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка со льдом