

Моноклональное Кроличье Антитело К Синаптофизину Для Вб, Игх, Иф, Ип, Ифа - P08247

Артикул: CM0007978

введение

Кроличье моноклональное антитело к синаптофизину (клон не указан), валидированное для ВБ, ИП, ИФ, ИГХ-парафин, ИФА для образцов человека, мыши и крысы. Обнаруживает синаптический везикулярный белок р38 (~34 кДа).

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к синаптофизину
Примечания/Алиасы	SYP; SYN; MRX96
Вид	Человек
GeneID (человек)	6855
GeneID	6855
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 224-313 человеческого синаптофизина (NP_003170.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ-фикс, ИФ-профиль, ИГХ-парафин, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08247
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Хладоэлемент