

Кроличье Моноклональное Антитело К Синтаксину 4 — Q12846

Артикул: CM0006231

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к синтаксину 4 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения опосредованного SNARE везикулярного траффика и транспорта глюкозы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к синтаксину 4
Примечания/алиасы	STX4A; p35-2; Syntaxin 4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6810
ID гена	6810
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого синтаксина 4 (NP_004595.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12846
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет