


Поликлональные Кроличьи Антитела К Syvn1 Для Вб, Ифа - Q86Tm6

Артикул: CM0025244



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого SYVN1 (HRD1) — E3-убиквитин-лигазы, участвующей в ERAD. Валидированы для ВБ и ИФА; проявляют перекрестную реактивность с мышинным белком. Полезны для изучения стресса эндоплазматической сети, апоптоза и путей убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYVN1 кроличьи пАт
Примечания/Синонимы	DER3; HRD1; SYVN1
Вид	Человек
ID гена (человек)	84447
ID гена	84447
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 500-600 человеческого SYVN1 (NP_757385.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86TM6
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Хладоэлемент