

Кроличье Моноклональное Антитело К T-Bet/Tbx21 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Внутриклеточного Проточного Цитометрического Анализа, Ифа - Q9UI17

Артикул: CM0004604

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий T-bet/Tbx21 (TBX21; T-PET; T-bet) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, внутриклеточного проточного цитометрического анализа, ИФА. Идеально для исследований линии Th1-клеток и транскрипционных факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к T-bet/Tbx21
Примечания/Альтернативные названия	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	30009
GeneID	30009
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 322-535 человеческого T-bet/Tbx21 (NP_037483.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, внутриклеточный проточный цитометрический анализ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UL17
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом