

Кроличья Моноклональная Антитело К Tab1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q15750

Артикул: CM0004309



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к TAB1, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживает TAB1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и сигнального пути MAPK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья mAb к TAB1
Примечания/Алиасы	3'-Tab1; MAP3K7IP1; TAB1
Вид	Человек
ID гена	10454
Иммуноген	Синтетический пептид в области аминокислот 405-504 человеческого TAB1 (Q15750).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15750
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	Холодильный пакет