


Поликлональные Кроличьи Антитела К Taf6L Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q9Y6J9

Артикул: CM0016048



введение

Поликлональные кроличьи антитела против TAF6L (PAF65A), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИП, ИФА на человеке, мыши, крысе. Подходят для изучения комплекса PCAF, ацетилирования гистонов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TAF6L кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	PAF65A; TAF6L
Вид	Человек
ID гена	10629
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого TAF6L (NP_006464.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6J9
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка со льдом