

Tarbp2 Кроличья Раb Для Wb - Q15633

Артикул: CM0027388



введение

TARBP2 Кроличья поликлональная антитело, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий и мышиный TARBP2, субъединицу комплекса загрузки RISC, критически важную для процессинга miRNA и РНК-интерференции. Подходит для изучения вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TARBP2 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	LOQS; TRBP; TRBP1; TRBP2; TARBP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6895
GeneID	6895
Антиген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-366 человеческого TARBP2 (NP_599150.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15633
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом