


## Кроличий Моноклональный Антитело Против Taz Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Gzv5

Артикул: CM0006986



### введение

Кроличье моноклональное антитело против TAZ, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживает WWTR1/TAZ у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнального пути Hippo, контроля размера органов и подавления опухолей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TAZ Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Примечания/Псевдоним      | TAZ                                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)          | 25937                                                                                                                            |
| GeneID                    | 25937                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого TAZ (NP_056287.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                     | Q9GZV5                                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 44кДа                                                                                                                            |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                                |