

Кроличья Поликлональная Антитело К Tбса Для Wb, Ihc-P, Elisa - O75347

Артикул: CM0015719



введение

Кроличья pAb к TBCA, валидированная для WB, IHC-P и ELISA. Взаимодействует с TBCA (кофактор сворачивания тубулина А) человека, мыши и крысы, шапероном массой 13 кДа, необходимым для сборки тубулина и целостности цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TBCA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TBCA
Вид	Человек
GeneID (человек)	6902
GeneID	6902
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-108 человеческого TBCA (NP_004598.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75347
Молекулярная масса белка	13kDa
Доставка	Сумка со льдом