

Tbx2 Rabbit Pab - Q13207

Артикул: CM0015263

введение

Поликлональные кроличьи антитела к TBX2, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают TBX2 человека, мыши и крысы, фактор транскрипции, участвующий в развитии и МПП. Полезны для исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBX2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VETD; TBX2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6909
GeneID	6909
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 604-712 человеческого TBX2 (NP_005985.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13207
Молекулярный вес белка	75кДа
Доставка	Сумка со льдом