

Поликлональное Антитело Кролика К Tbx5 Для Wb, Elisa — Q99593

Артикул: CM0014911



введение

Поликлональное антитело кролика к TBX5, фактору транскрипции семейства T-box, играющему ключевую роль в развитии сердца и формировании конечностей. Подходит для WB и ELISA, распознает TBX5 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области биологии развития и кардиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к TBX5
Примечания/синоним	NOS; TBX5
Вид	Человек
ID гена (человек)	6910
ID гена	6910
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого TBX5 (NP_852259.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99593
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом