

Тceb2 Кроличья Раb - Q15370

Артикул: CM0025131



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого TCEB2/Elongin-B. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP), ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для исследований элонгации транскрипции и убиквитин-лигазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCEB2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	SIII; TCEB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6923
GeneID	6923
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 человеческого TCEB2 (NP_009039.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15370
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Ледяной пакет