

Поликлональные Кроличьи Антитела К Tchh Для Вестерн-Блота И Ифа — Q07283

Артикул: CM0022787

введение

Поликлональные кроличьи антитела к ТСНН, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают триохьялин человека и мыши — промежуточно-филламентный ассоциированный белок массой 254 кДа, необходимый для дифференцировки внутреннего корневого влагалища волосяного фолликула и эпидермиса. Оптимально для исследований в области дерматологии и кератинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TCHN Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TNN; THL; TRHY; UHS3; TCHN
Вид	Человек
GeneID (человек)	7062
GeneID	7062
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 100-300 человеческого ТСНН (NP_009044.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q07283
Молекулярная масса белка	254 кДа
Доставка	Айс-пак