


Кроличья Моноклональная Антитела К Tet3 Для Вб И Ифа - Q8Bg87

Артикул: CM0004191



введение

CamelBio предлагает кроличью моноклональную антитела к TET3, валидированную для ВБ и ИФА на мышах. Исследует эпигенетическое репрограммирование и деметилирование ДНК на ранних стадиях эмбрионального развития - Q8BG87.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к TET3
Примечания/алиасы	B430006D22Rik; D230004J03Rik; TET3
Вид	Мышь
ID гена (человек)	200424
ID гена	194388
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-285 мышиного TET3 (Q8BG87)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8BG87
Молекулярная масса белка	195 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом