


Кроличье Моноклональное Антитело К Tff1/Ps2 Для Вестерн1 Блоттинга, Ip, If-P, Elisa - P04155

Артикул: CM0006823



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TFF1/pS2 (трефоил-фактор 1), валидированное для Вестерн блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований в области гастроэнтерологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TFF1/pS2
Примечания/Альтернативные названия	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7031
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 25-84 человеческого TFF1/pS2. (NP_003216.1)]
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04155
Молекулярная масса белка	9 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом