

Поликлональное Антитело Кролика Против Tfpі Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10646

Артикул: CM0023491



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против TFPI, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на ингибитор пути тканевого фактора, участвующий в свертывании крови. Идеально для исследований и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против TFPI (TFPI Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	EPI, TFI, LACI, TFPI1, TFPI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7035
GeneID	7035
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-224 человеческого TFPI (NP_001027452.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10646
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом