

Поликлональные Кроличьи Антитела К Tfpt Для Вб, Иф/Икк, Ифа - P0C1Z6

Артикул: CM0024885

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к TFPT, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Направлены против человеческого TFPT (INO80F), компонента хроматин-ремоделирующего комплекса INO80, стимулирующего апоптоз, не зависящий от p53. Идеально подходят для исследований апоптоза и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к TFPT
Примечания/Альтернативные названия	FB1; амида; INO80F; TFPT
Вид	Человек
ID гена (человек)	29844
ID гена	29844
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-253 человеческого TFPT (NP_037474.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0C1Z6
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет