


## Кроличье Поликлональное Антитело К Tgf Beta 1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - P01137

Артикул: CM0014547



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TGF beta 1 (UniProt P01137). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознает TGF beta 1 человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигналинга TGFβ, фиброза и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb к TGF beta 1                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | CED; LAP; DPD1; TGFβ; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)                   | 7040                                                                                                                                    |
| GeneID                             | 7040                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-280 человеческого TGF beta 1 (NP_000651.3). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                              | P01137                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 44 кДа                                                                                                                                  |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                       |