


Кроличье Поликлональное Антитело К Рецептору II Tgf-Бета - P37173

Артикул: CM0017386



введение

Кроличье поликлональное антитело против рецептора II TGF-бета (TGFB2) для вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ и ИФА. Выявляет мишени человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути TGF-бета и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к рецептору II TGF-бета
Примечания/синонимы	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR11; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R11; рецептор II TGF-бета (TGFB2)
Вид	Человек
GeneID (человек)	7048
GeneID	7048
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-280 рецептора II TGF-бета человека (TGFB2) (NP_003233.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P37173
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом