

Кроличье Rab Против Tgfb2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P61812

Артикул: CM0027142



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TGFB2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 21-414). Нацелено на пропротеин трансформирующего фактора роста бета-2, многофункциональный цитокин, регулирующий ангиогенез и развитие сердца.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против TGFB2
Примечания/Альтернативные названия	LDS4; G-TSF; TGF-beta2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7042
GeneID	7042
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-414 человеческого TGFB2 (NP_003229.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P61812
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом