


Кроличий Моноклональный Антитело Против Thoc4/Alyref Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - Q86V81

Артикул: CM0009942



введение

Кроличье моноклональное антитело против THOC4/ALYREF, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживает субъединицу 4 комплекса ТНО человека, мыши и крысы, участвующую в экспорте и процессинге мРНК. Идеально подходит для исследований в области онкологии и биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Кроличье мАб против THOC4/ALYREF
Примечания/Псевдонимы	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10189
ID гена	10189
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 158-257 человеческого THOC4/ALYREF (Q86V81).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86V81
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом