

Поликлональные Антитела Кролика К Тромбоксан-Синтазе Для Вб, Ифа - P24557

Артикул: CM0015931

введение

Кроличьи поликлональные антитела к тромбоксан-А-синтазе (TBXAS1/CYP5A1) для вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека и мыши. Антитела на фермент, участвующий в синтезе тромбоксана A2 и агрегации тромбоцитов. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Тромбоксан-синтаза, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	TS, TXS, CYP5, THAS, TXAS, CYP5A1, GHOSAL, BDPLT14, Thromboxane synthase
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	6916
ID гена	6916
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 355-534 тромбоксан-синтазы человека (NP_001052.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P24557
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодопак